


Elinsiirtoon liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset



Aivokuolleen elinluovuttajan tutkimukset

3613 B-HLA-A, -B, CDC
3678 B-HLA-A, DNA-tutkimus
3677 B-HLA-B, DNA-tutkimus
3644 B-HLA-DRB-tyypitys, DNA-tutkimus
5339 B-HLA-DQ, DNA-tutkimus
3450 B-ABO- ja Rh- veriryhmämääritys
Inf.paketti HBSAg*, CMV*-, HCV*- ja HIV*-vasta-aineet
S-Valkosolujen sopivuuskoe

Näyte
50-80 ml sitraattiverta
2-3 x 10 ml seerumiputki
Lisäksi:
1 x 10 ml natriumhepariiniputki
1 x 5 ml kokoverta

Huomioitavaa

Kudossopeutuvuus- ja vasta-ainetutkimuksille ei tarvitse tilata aikaa. Näytteitä tutkitaan maanantaista perjantaihin. Valko-solujen sopivuuskokeelle pitää tilata aika puh. 09 5801 283. Kiireellisistä ja poikkeuksellisista näytteistä on ilmoitettava erikseen: puh. 09 5801 283 tai 010 6338 222. Näytteet lähetetään postitse, kuljetuslämpö: huoneenlämpö. Poikkeuksena aivokuolleen elinluovuttajan näyte, joka lähetetään taksilla tai lentorahtina kiireellisesti. Lapsipotilaan näyte on puolet kaavion näytemäärästä.

*alihankintatutkimus