

Vaasan Keskussairaala Klininen laboratorio	Tiedote / Meddelande 9/2014	Vasa Centralsjukhus Kliniskt laboratorium
---	--------------------------------	--

Näytteenottoputken muutos/ Förändring av provtagningsrör

Siirymme käyttämään 4.11.2014 alkaen verikeskusnäytteissä Mekalasin 4 ml EDTA-putkea (REF 454208). Putkia voi noutaa B3 tarvikejakelusta. Tutkimukset voidaan tehdä aina EDTA-verestä, alle 6 kk:n ikäisiltä lapsilta EDTA-mikronäyte. Vi börjar från och med 4.11.2014 använda ett nytt rör för prov vid blodbanken, Mekalasis 4 ml EDTA-rör (REF 454208). Rör kan hämtas från B3 materialutdelning. Undersökningar kan alltid göras av EDTA-blod, barn under 6 mån. tar man EDTA-mikroprov.

Verikeskusnäytteet ovat E-ABO-Rh (2951), B-XKoe (2935), P-VRAb-O (4577) ja E-Coomb-O (3015). Blodbanksprover är E-ABO-Rh (2951), B-XKoe (2935), P-VRAb-O (4577) och E-Coomb-O (3015).



Tiedustelut/ förfrågningar:

Sari Kärki
Osastonhoitaja, näytteenotto
puh. 5620/ 044 232 1620

Päivi Ojanperä
Apulaisosastonhoitaja, tarvikkeet
puh. 6511